

BRT CLASS Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı



Paket İerięi



Ana Ünite



Dış sıcaklık sensörü PT1000.60
(ø3mm)



S30/S40 karıştırıcı çubuęu



B16V | Sabit destek çubuęu
(Paslanmaz elik)



B16H | Uzatılmış apraz çubuk
(Paslanmaz elik)



B44 | Destek çubuęu kelepesi
(B16V'ye sabitlenir)



PC5 | Koruma kılıfı

Özellik	Değer
Maksimum Karıştırma Kapasitesi (H2O)	20L
Motor Gücü	9W
Karıştırma Yönü	Saat yönü / Saat yönünün tersi
Ekran Türü	LED
Hız Aralığı	50 - 1700 dev/dak
Isıtma Gücü	750W
Karıştırıcı Balık Uzunluğu	20 - 60 mm
Sıcaklık Birimleri	°C / °F
Sıcaklık Aralığı (Plaka)	Ortam Sıcaklığı (RT) - 340°C
Dış Sıcaklık Sensörü	PT1000
Ayarlanabilir Güvenlik Sıcaklığı (°C)	28 - 370
Plaka Malzemesi	Alüminyum alaşım seramik kaplama
Aralıklı Çalışma Modu	Mevcut
İzin Verilen Ortam Sıcaklığı ve Nem	5 - 40 °C / %80
İletişim Arayüzü	RS485
Plaka Boyutu (mm)	138
Ürün Boyutları (GxDxY)	160 × 272 × 97 mm
Koruma Sınıfı (DIN EN60529)	IP42

Labo Teknoloji

Labo Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.

0216 329 11 77

info@laboteknoloji.com

www.laboteknoloji.com